

LIMAS FRESAS NA CORREÇÃO DE CASCO DE BOVINOS

Antônio Pereira de Novaes

Procurando aprimorar as técnicas para tratamento das pododermites em bovinos, foi testada a eficiência das limas fresas acopladas à perfuratrizes de 3.500 rpm de 110/220 v através de chicote.

Para a contenção usou-se Rompum na dose de 1cc/100 kg de peso vivo ou técnica de RUEFF, sendo em seguida amarrados os membros para facilitar o manuseio. A higiene da área a ser trabalhada feita com água e sabão e a anestesia local com infiltração de Xilocaina a 2%. Inicialmente eram removidos os tecidos exuberantes e necrosados, com serras, pinças e torquês. O trabalho de acabamento na região palmar, interungular e da parede do casco, executado com as limas fresas de formato cônico e lâminas cortantes elicoidais, nas medidas de: 3/4 x 1/2", 5/8 x 1" ou 1/2 x 1".

O equipamento mostrou ser eficiente, seguro, e bem indicado para correção de casco.

OBS: o presente trabalho foi realizado no ano de 1977 na UEPAE de São Carlos - SP.